



AUDIOMÈTRE 600 M



L'Audiomètre **600M** est particulièrement adapté aux professionnels de santé
des Médecines du travail, médecine scolaire et universitaire

AUDIOMÈTRE 600 M



GARANTIE 3 ANS (HORS CASQUES) - CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Type** : 4 – dépistage et contrôle (selon EN 60645-1) Marquage Médical CE 0459
- **Sortie** : Casque standard léger
- **Gamme de fréquences (11 valeurs)** : 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz (+/- 1%)
- **Niveau sonore ajustable** : de -10 HLdB à 100 HLdB
- **Incrément de niveau** : 5 dB
- **Alimentation** : Liaison USB

- **Stimulations** : Son continu ou son pulsé
- **Configuration minimale du PC** : 1 port USB, RAM : 1 Go, CPU : 1 GHz, Espace libre sur disque dur : 50 Mo, résolution graphique : 1024 x 600
- **Systèmes d'exploitation possibles** : Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Windows 10, Windows 11
- **Dimensions boîtier audiométrique** : 92 x 150 x 28 mm
- **Emballage** : mallette antichoc 280 x 310 x 100 mm
- **Poids total de l'ensemble** : 1,3 Kg (160 g boîtier audiométrique seul).

Electronica Medical propose une gamme complète d'appareils de dépistage auditif, destinés à la médecine scolaire et à la médecine du travail.