



ELECTRONICA
MEDICAL
by Electronica Technologies



AUDIOMÈTRE 9910



*Photo avec casque
DD45 coque Peltor*

L'audiomètre numérique 9910, permet d'établir un dépistage précis des déficiences auditives par un professionnel de santé.

CE
0459

AUDIOMÈTRE 9910



Appareil de table, fonctionne sur secteur (ou batterie rechargeable en option), pratique et simple d'utilisation



Sur 2 larges **afficheurs LCD rétroéclairés**, visualisation : des niveaux « sonore » et « fréquence », de la réponse du patient (via le bouton réponse)



- Son continu ou son pulsé
- Fréquences de 125 à 8000 Hz, de -10 à 100 HLdB



- Livré en **malles de transport**. Livrable avec 2 casques au choix :
- un casque Standard ou un casque à haute isolation phonique
 - un bouton réponse patient



- Appareil conçu et fabriqué en France
- Garantie 3 ans *



Manuel de l'utilisateur : Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Néerlandais, Hongrois, Roumain, Français



Photo avec casque standard

GARANTIE 3 ANS (HORS CASQUES) - CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Type** : 4 — dépistage et contrôle (selon EN 60645-1) Marquage Médical CE 0459
- **Sortie** : CA - Conduction Aérienne
- **Gamme de fréquences (11 valeurs)** : 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz (+/- 1%)
- **Niveau sonore ajustable** : de -10 HLdB à 100 HLdB
- **Incrément de niveau** : 5 dB

- **Alimentation** : Bloc secteur 230 / 15V — 500 mA. En option, batterie intégrée rechargeable
- **Stimulations** : Son continu ou son pulsé
- **Dimensions boîtier audiométrique** : 210 x 130 x 30/60 mm
- **Emballage** : Mallette antichoc 280 x 310 x 100 mm
- **Poids total de l'ensemble** : 1,5 Kg (500 g audiomètre seul).

Electronica Medical propose une gamme complète d'appareils de dépistage auditif, destinés à la médecine scolaire et à la médecine du travail.